









































































Guía de Centrífugas / Hanil / 2022

Grupo de Centrífugas		Microcentrifugas			Centrífugas clínicas				Baja velocidad			Multi propósito		Centrífugas para banco de sangre	
Modelo / Referencia															
Max. RPM	Ángulo Fijo	17.000	15.000	15.000	3.000	3.400	12.000			4.000		8.000	15.000		
	Á. Basculante							4.000	4.000		4.000	4.000		4.500	5.000
Refrigerada															
Ventilada															
Rango de temperatura		-10 a +40 ° C	-10 a +40 ° C	+5 a +35 ° C					-10 a +40 ° C				-10 a +40 ° C	-10°C a +40°C	-10°C a +40°C

Tipo de tubos															
Rotor intercambiable															
Micro Tubos	PCR Tira														
	0.2/0.5 mL														
	1.5/2.0 mL														
	Tubo de microfiltro														
	5 mL														
Tubos	3 / 4 / 5 mL														
	10 / 15 mL														
	15 mL Cónico														
	25 mL														
	75 mm														
	50 mL														
	50 mL Cónico														
	85 / 100 mL														
	225mL Cónico														
	250 mL														
	500 mL														
	500 mL Cónico														
750 mL															
1,000 mL															
Capilres (24 capilares de 0.07 ml)															
Bolsas de sangre															
Continuo (Tubular)															
Porta objetos <small>12 portaobjetos de 0,5-0,6 ml</small>						