



**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-  
GC-012  
Versión: 02  
1/11/2022

**GESTION DE CALIDAD**

<b>EQUIPO</b>	Termos y cajas para transporte de vacunas		
<b>MARCA</b>	Nilkamal		
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	N/A		
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	N/A		
		<b>BDVC-46</b>	<b>RCB</b>

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Termos y cajas frías que se caracterizan por su robustez y durabilidad para transporte y almacenamiento de vacunas. Son esenciales para la protección de las vacunas ante las variaciones de temperatura.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA		
	BDVC-46	RCB 244 SS	RCB 444L
<b>Dimensiones termo y cajas</b>	(La. x An. x Al.) Externas: 29.5x 29.5x 33.5 cm / Internas: 20.2 x 20.2 x 19.4 cm	(La. x An. x Al.) Externas: 49.3 x 45.5 x 39.7cm / Internas: 36.2 x 29.4 x 25.4 cm	(La. x An. x Al.) Externas: 77.4 x 61.6 x 53 cm / Internas: 52.8 x 38.2 x 28.2 cm
<b>Dimensiones de pilas refrigerantes</b>	(La. x An. x Al.) 3.3 x 9.5 x 16.5 cm	(La. x An. x Al.) 3.5 x 12.1 x 19 cm	
<b>Capacidad pilas</b>	0.6L	0.4L	0.6L
<b>Capacidad termos y cajas</b>	3.36L	10.7L	23L
<b>Peso</b>	Vacia 2.51 Kg / Cargado 5,17 Kg	Vacia 8.18 Kg / Cargado 18,14 Kg	Vacia 17 Kg / Cargado 38 Kg
<b>Material de construcción</b>	Polietileno		
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	2°C a 8°C		
<b>Vida en frío a +43°C sin abrir</b>	49 horas y 39 min	73 horas y 8 min	130 horas

**ACCESORIOS**

**BDVC-46** 4 pilas refrigerantes de 0.6L (sin gel eutéctico) **RCB 244 SS** 24 pilas refrigerantes de 0.4L (sin gel eutéctico) , **RCB 444L** 44 pilas refrigerantes de 0.6L (sin gel eutéctico).  
Cuentan con certificado PQS

**OPCIONALES**

Gel eutéctico

**CONDICIONES**

<b>Garantía</b>	1 mes
-----------------	-------

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

  

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**