



## FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-

GC-012

Versión: 02

1/11/2022

## GESTION DE CALIDAD

<b>PRODUCTO</b>	Caja isotérmicas			
<b>MARCA</b>	M&G			
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2023DM-0027449			
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA			
		<b>EMO</b>	<b>TS 04C 200 / 4CTHERM</b>	

## DESCRIPCION

Caja isotérmicas para el transporte y almacenamiento de hemocomponentes, órganos y partes de órganos, fluidos o tejidos corporales. Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales, clínicas. Etc

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	EMO 03 PP	EMO 06 PP
<b>Dimensiones caja</b>	Internas 220 x 165 x 160 mm / Externas 300 x 260 x 220 mm	Internas 500 x 300 x 250 mm / Externas 620 x 400 x 350 mm
<b>Dimensiones pila</b>	210 x 130 x 40 mm	380 x 215 x 26 mm
<b>Material de construcción</b>	Bolsa exterior: Polietileno expandido, bolsa caja interior: polipropileno expandido, manijas: poliéster	
<b>Material de construcción pila</b>	HDPE	
<b>Tiempo de almacenamiento</b>	Vida en frío de hasta 17 horas	
<b>Peso</b>	0.80 Kg	2.90 Kg
<b>Peso pila</b>	720 g	2.3 Kg
<b>Capacidad</b>	4 bolsas de 500ml o 8 bolsas de 250ml	22 bolsas de 500ml o 50 bolsas de 250ml
<b>Volumen</b>	6L	37.5L
<b>Temperatura</b>	2°C a 8°C	
<b>Tamaño estabilizador</b>	650 ml	2000 ml

## ACCESORIOS

**EMO 03 PP:** 1 caja isotérmica + 1 pila estabilizadora (TS 04C 650) + 1 indicador de temperatura (4CTHERM)  
**EMO 06 PP:** 1 caja isotérmica + 1 pila estabilizadora (TS 04C 2000)+ 1 indicador de temperatura (4CTHERM)

## OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

## CONDICIONES

<b>Garantía</b>	1 mes
-----------------	-------

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**