


EQUIPO	Silla para donación de sangre por aféresis	
MARCA	BPL	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	
		SPD-610

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Silla para la donación por aféresis con diseño en grado óptimo para la comodidad del donante, movilidad o conveniencia del donador para ser operado por el personal médico o de enfermería.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
Material de construcción	Pranna - Diseño acabado tipo cuero
Dimensiones	Alto del espaldar 110 cm, alto del piecero 80 cm, alto del piso al asiento 57 cm, largo total 1,65 cm, ancho de brazo a brazo 92 cm, ancho del asiento 60 cm
Motor	Motor de accionamiento lineal
Peso	130 Kg
Movimientos	Subir y bajar el piecero - cabecero
Alimentación electrónica	110V/ 60Hz

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía

3 meses

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica