





FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Refrigeradores Horizontales para almacenamiento de Vacunas +2° a +8°C		
MARCA	Meling Biomedical		
ORIGEN	China		
REGISTRO SANITARIO	N/A		
PQS	Emitido por el gobierno de China		

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Apto para almacenamiento de productos biológicos, vacunas, fármacos, reactivos, etc. Apto para uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	YC-150EW	YC-275EW
Monitor	Digital LED de alto brillo de 4 dígitos	Digital LED de alto brillo de 4 dígitos
Rango de Temperatura / Set Point (°C)	2-8°C / 5°C	2-8°C / 5°C
Capacidad (L)	150	275
Electricidad (V - Hz)	110V / 60H	110V / 60H
Puerta (cantidad / Material)	1 / Acero con acabado en electrostarica	1 / Acero con acabado en electrostarica
Material interno	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Tipo de bandeja	Cesta	Cesta
Numero de bandejas	2	4
Refrigerante	R290	R290
Modo descongelación	Manual	Manual
Peso (Kg)	96	128
Dimensiones Exteriores (mm)	811An x 775Pr x 964Al	1245An x 775Pr x 964Al
Alarma visual	Indicador Led	Indicador Led
Alarma sonora	Altas/Bajas; Falla de Energia; Fallo de Sensor	Altas/Bajas; Falla de Energia; Fallo de Sensor
Ruedas	4 (2 ruedas con freno)	4 (2 ruedas con freno)

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

Termometro digital
Datalogger

CONDICIONES

Garantía 1 año

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Mercadeo
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Mercadeo

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S