



## **Equipos para la Industria**

Benchmark Scientific y Accuris proporcionan a los laboratorios de investigación industriales productos y soluciones innovadores y rentables diseñados para mejorar la eficiencia, la seguridad en los resultados del laboratorio y la industria.



- -Homogenizadores de mano
- -Pipetas de volumen variable
- -Espectrofotómetros
- -Mini Incubadoras
- -Lector de microplacas
- -Sistemas de purificación de ácido nucleico
- -Baño de agua digital (Baño serológico)









**Optimización** Aumenta la productividad en el laboratorio















## **Equipos para la Industria**

REF / Descripción	Presentación	Imagen del producto		
D1000 Homogeneizador de mano  Está diseñado para homogeneizar, emulsionar, suspender y disgregar rápidamente muestras biológicas. Funciona extrayendo la muestra, en líquido, en la sonda del generador con el rotor de velocidad variable y luego forzándola a salir a través de las ranuras del estator. Esto logra el cizallamiento mecánico de la muestra. A medida que la muestra se extrae repetidamente y se fuerza a través del estator, se produce un corte adicional. Incluye una sonda generadora de 5 mm (fondo plano) y una sonda generadora de 7 mm (diente de sierra).	Unidad			

REF / Descripción	Presentación	Imagen del producto
P7700-1 Pipeta de volumen variable		
Pipeta mecanica de émbolo, perfectas para aplicaciones exigentes en el laboratorio. Material liviano y duradero que aísla el calor durante el manejo de los componentes internos de aspiración, ajuste de volumen con una sola mano: el pulgar alcanza fácilmente la rueda de ajuste ubicada en la base del botón del émbolo para cambiar fácilmente el volumen	Unidad	

REF / Descripción	Presentación	Imagen del producto
NS1000 Espectrofotómetro SmartDrop L Nano  Instrumentos compactos y fáciles de usar para lecturas rápidas y precisas utilizando pequeños volúmenes de muestra. Se coloca una gota de muestra en el pedestal del sensor, se baja el brazo SmartDrop y se obtienen los resultados. mostrarse, guardarse o imprimirse inmediatamente con la impresora integrada. El software fácil de usar y una interfaz intuitiva permiten una configuración y determinación rápidas de la concentración de ácido nucleico y pureza (relación 260/280nm).	Unidad	

+601 338 1028



















## **Equipos para la Industria**

REF / Descripción	Presentación	Imagen del producto
H1001-M Mini incubadora  La Incu-Shaker™ Mini es la incubadora con agitación más compacta de su clase. A pesar del tamaño notablemente pequeño, un gran espacio de trabajo de 11,5 x 9,5 pulgadas acepta varias plataformas y una variedad de matraces, tubos y otros recipientes comunes. La plataforma estándar (incluida) presenta una superficie recubierta de goma antideslizante, ideal para frascos de cultivo de tejidos, placas de Petri y bandejas de tinción.	Unidad	

REF / Descripción	Presentación	Imagen del producto			
B2000-2 / B2000-2 / B2000-4 / B2000-12 Baño de agua digital (baños serológicos)  Diseñados para garantizar una precisión y un rendimiento superiores en un espacio compacto. Incluye controles fáciles de usar que permiten al usuario seleccionar y monitorear digitalmente la configuración, cuentan con cámaras de acero inoxidable sin juntas para una fácil limpieza y una larga vida útil El aislamiento mantiene la estabilidad y la uniformidad de la temperatura dentro del baño, al mismo tiempo que mantiene la carcasa fría al tacto.	Unidad				
temperatura dentro dei bano, ai mismo dempo que mantiene la carcasa ma ai tacto.		B2000-2	B2000-4	B2000-8	B2000-12

REF / Descripción	Presentación	Imagen del producto		
MR9600 / MR9600-T (con incubación) Lector de microplacas  El SmartReader mide rutinariamente concentración o absorbancia en placass. La interfaz del menú permite al usuario elegir el filtro de longitud de onda, establecer parámetros de agitación, ingresar detalles del diseño de la placa y también elegir los detalles para el protocolo de lectura y los cálculos de datos.	Unidad			
		MR9600	MR9600-T (con incubación)	

+601 338 1028

















## **Contáctanos:**



mercadeo@bplmedical.com ventas@bplmedical.com



+601 338 1028 (+57) 315 380 24 41



www.bpl.co







@BPL

"Trabajamos hombro a hombro por nuestros clientes" - BPL