

Kit de sillas para donación de sangre extramural

Referencia: STD-1555

Kit de Sillas para donación extramural, se compone de la carretilla para facilitar el transporte de hasta 3 sillas, estas van aseguradas por medio de un elástico resistente de alta calidad, también cuenta con un espacio especial para los accesorios, de manera que podemos transportar tanto sillas y accesorios de donación de manera práctica. Todo el sistema está elaborado en estructura tubular Cold Rolled acabada en pintura electrostática, es liviano y fácil de limpiar. Es una estructura elaborada para resistir el trabajo pesado.

Datos técnicos

- Material de las sillas: Reata
- Pintura Electrostática
- Peso: 12 kg / Cada silla
- Desplegada Dimensiones: 129,5 x 57,5 x 143 Cm / Cada silla
- Plegada Dimensiones: 112 x 57,5 x 36,5 Cm / Cada silla
- Liviana, plegable, fácil de manejar y almacenar
- Cada silla soporta hasta un máximo de 110kg de peso
- Estructura: tubo Cold Rolled

Presentación

- Una Carretilla para transporte de silla y accesorios.
- 3 Sillas para donación extramural.
- Bandeja de soporte del brazo y materiales de la venipunción.
- Sistema de ensamble de bandeja de soporte (ESE).
- Bastón de ubicación de balanza de recolección portátil

Ventajas

Con este kit, las organizaciones y equipos móviles de donación de sangre pueden proporcionar un entorno cómodo y eficiente para los donantes, asegurando una experiencia positiva y promoviendo la donación de sangre para salvar vidas.

