

Cadena de frío para vacunación

Termos y cajas frías - Refrigeradores

En **BPL** somos especialistas en cadena de frío de grado médico, hemos estado comprometidos con la calidad, seguridad y eficiencia de los programas de inmunización actuales en Colombia. Nuestros equipos son esenciales para la protección de las vacunas y medicamentos ante las variaciones de temperatura.



Productos:

- Termos para transporte de vacunas
- Cajas frías para el transporte de vacunas
- Pilas frías refrigerantes
- Refrigeradores horizontales para almacenamiento de vacunas con **PQS***.

Aplicaciones:

- Almacenamiento y transporte de vacunas y medicamentos.



Seguridad y confianza
Conserva la °C por más de 30 hrs



Cuentan con certificación PQS
Termos y cajas frías testeadas en laboratorios aprobados por la OMS



Material
Poliétileno libre de CFC

Los refrigeradores para Vacunas cuentan con PQS del gobierno Chino, no de la OMS*



mercadeo@bplmedical.com



+601 338 1028



www.bpl.co



@BPL



Termos y cajas frías con PQS

REF / Descripción	Características	Presentación	Imagen del producto
<p>BDVC-46 Termo para transporte de vacunas/medicamentos de 3,36 Ltrs</p> <p>Termo portátil para el transporte y almacenamiento, cuentan con certificación PQS, son avalados por la OMS a través de pruebas realizadas en laboratorios aprobados, en Cama-froid, Francia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 3.36 Litros - Peso con carga: 5.17 Kg - Temperatura de almacenamiento: +2°C a +8°C - Certificación: PQS - Material de fabricación: Polietileno libre de CFC, con espuma de poliuretano inyectada en el espacio de la doble pared que asegura un perfecto aislamiento. - Incluye: 4 pilas refrigerantes de 0.4L (vacías sin gel eutéctico) 	<p>Unidad</p>	

REF / Descripción	Características	Presentación	Imagen del producto
<p>RCB 244 SS Caja fría para transporte de vacunas/medicamentos de 10.7 Ltrs</p> <p>Caja fría para el transporte y almacenamiento, cuentan con certificación PQS, son avalados por la OMS a través de pruebas realizadas en laboratorios aprobados, en Cama-froid, Francia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 10.7 Litros - Peso con carga: 18.14 Kg - Temperatura de almacenamiento: +2°C a +8°C - Certificación: PQS - Material de fabricación: Polietileno libre de CFC, con espuma de poliuretano inyectada en el espacio de la doble pared que asegura un perfecto aislamiento. - Incluye: 24 pilas refrigerantes de 0.4L (vacías sin gel eutéctico) 	<p>Unidad</p>	

REF / Descripción	Características	Presentación	Imagen del producto
<p>BDVC-46 Caja fría para transporte de vacunas/medicamentos de 23 Ltrs</p> <p>Caja fría para el transporte y almacenamiento, cuentan con certificación PQS, son avalados por la OMS a través de pruebas realizadas en laboratorios aprobados, en Cama-froid, Francia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 23 Litros - Peso con carga: 38 Kg - Temperatura de almacenamiento: +2°C a +8°C - Certificación: PQS - Material de fabricación: Polietileno libre de CFC, con espuma de poliuretano inyectada en el espacio de la doble pared que asegura un perfecto aislamiento. - Incluye: 44 pilas refrigerantes de 0.6L (vacías sin gel eutéctico) 	<p>Unidad</p>	



mercadeo@bplmedical.com



+601 338 1028




www.bpl.co



@BPL





Termos y cajas frías con PQS

REF / Descripción	Características	Presentación	Imagen del producto
<p>BIP-4 / BIP-6 Pilas frías de 0,4 y 0.6 Ltrs</p> <p>Las pilas refrigerantes son esenciales para la protección de las vacunas y medicamentos ante las variaciones de temperatura y se prueban rigurosamente de acuerdo con las normas W.H.O. (las pilas se entregan vacías).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacidad: 0.4 y 0.6 Litros - Peso vacío: 76 y 114 Gms - Desempeño: conforme a la OMS - Material: HDPE 	<p>Unidad (Pilas se entregan vacías sin gel eutéctico)</p>	 <p>BIP-04 BIP-06</p>



Refrigeradores con PQS*.

REF / Descripción	Características	Imagen del producto	
<p>Refrigeradores Horizontales para almacenamiento de Vacunas +2° a +8°C</p> <p>Capacidades de 150 y 275 litros</p> <p>Aptos para almacenamiento de productos biológicos, vacunas, fármacos, reactivos, etc. Además para uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Rango de Temperatura / Set Point: (°C) 2~8°C / 5°C -Electricidad: (V - Hz) 110V / 60H -Puerta (cantidad / Material): 1 / Acero con acabado en electrostática -Material interno: Acero Inoxidable -Tipo de bandeja: Cesta -Número de bandejas: 2 a 4 dependiendo el modelo. 	 <p>YC-150EW</p>	 <p>YC-275EW</p>

Los refrigeradores para Vacunas cuentan con PQS del gobierno Chino, no de la OMS*



mercadeo@bplmedical.com



+601 338 1028



www.bpl.co



@BPL