







FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-
GC-012
Versión: 02
1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO	Cajas isotérmicas	  		
MARCA	M&G			
REGISTRO SANITARIO	2023DM-0027449			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA			
		TV 02 PP	TV 04 PP	TS 04C 200 / 4CTHERM

DESCRIPCION

Cajas isotérmicas para el transporte y almacenamiento de hemocomponentes, órganos y partes de órganos, fluidos o tejidos corporales. Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales, clínicas, etc

DATOS TECNICOS	REFERENCIA			
	TV 02 PP	TV 04 PP	TV 06 PP	TV 06 VIP
Dimensiones caja	Externas 300 x 260 x 160 mm Internas 220 x 165 x 90 mm	Externas 445 x 320 x 290 mm Internas 395 x 245 x 190 mm	Externas 620 x 400 x 350 mm Internas 500 x 300 x 250 mm	Externas 620 x 400 x 350 mm Internas 440 x 220 x 210 mm
Dimensiones pila	165 x 88 x 21 mm	360 x 210 x 18 mm	380 x 215 x 26 mm	
Material de construcción caja	Bolsa exterior: Polietileno expandido, bolsa caja interior: polipropileno expandido, manijas: poliéster			
Material de construcción pila	HDPE			
Tiempo de almacenamiento	12 horas	17 horas		40 horas
Capacidad	3 L	18L	37.5L	23.5 L
Peso caja	0.70 Kg	1.6 Kg	2.90 Kg	6 Kg
Peso pila	220g	1.2 Kg	2.3 Kg	
Temperatura de transporte	2°C a 8°C			
Tamaño estabilizador	200 ml	1000 ml	2000 ml	

ACCESORIOS

TV 02 PP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 04C 200)+ 1 indicador de temperatura (4CTHERM)
TV 04 PP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 04C 1000) + 1 indicador de temperatura (4CTHERM)
TV 06 PP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 04C 2000)+ 1 indicador de temperatura (4CTHERM)
TV 06 VIP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 04C 2000)+ 1 indicador de temperatura (4CTHERM)

OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

CONDICIONES

Garantía 1 mes

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S

