

Cadena de frío para vacunación / Laboratorios / Farmacia

Meling se dedica a la investigación y el desarrollo de las ciencias de la vida, proporcionando soluciones y equipos criogénicos, como congeladores de temperatura ultrabaja, refrigeradores médicos/de laboratorio, refrigeradores para bancos de sangre y para la conservación de vacunas.



Productos:

- Refrigeradores verticales para laboratorio/farmacia (Sin PQS)
- Ultracongeladores verticales de -40°C a -86°C
- Refrigeradores Horizontales para Vacunas (Con PQS)
- Congeladores

Aplicaciones:

- Almacenamiento de vacunas, laboratorio clínico, banco de tejidos, clínicas y hospitales, medicina regenerativa, farmacia, industria e investigación, entre otros.



Pantalla digital LED

Usuarios, registros, eventos y alarmas



Refrigerante eficiente

refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido



Tipo de alarmas

Alarmas audibles y visibles



Cadena de frío para vacunación / Laboratorios / Farmacia

REF / Descripción	Características	Imagen del producto	
<p>Refrigeradores Horizontales para almacenamiento de Vacunas +2° a +8°C</p> <p>Capacidades de 150 y 275 litros</p> <p>Aptos para almacenamiento de productos biológicos, vacunas, fármacos, reactivos, etc. Además para uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc</p>	<p>-Rango de Temperatura / Set Point: (°C) 2~8°C / 5°C</p> <p>-Electricidad: (V - Hz) 110V / 60H</p> <p>-Puerta (cantidad / Material): 1 / Acero con acabado en electrostática</p> <p>-Material interno: Acero Inoxidable</p> <p>-Tipo de bandeja: Cesta</p> <p>-Número de bandejas: 2 a 4 dependiendo el modelo.</p>	 <p>YC-150EW</p>	 <p>YC-275EW</p>

REF / Descripción	Imagen del producto			
<p>Refrigeradores Verticales para Laboratorio +2° a +8°C</p> <p>Capacidades de 76, 130, 395, 400, 650, 1320 Litros</p> <p>Refrigeradores de grado médico adecuados para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos y más; Adecuado para su uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.</p>	 <p>YC-76L</p>	 <p>YC-130L</p>	 <p>YC-315L</p>	<p>Refrigerador de doble puerta</p>  <p>YC-1320L</p>
<p>Características</p>	 <p>YC-395L</p>	 <p>YC-400L</p>	 <p>YC-650L</p>	
<p>-Rango de Temperatura / Set Point: (°C) 2~8°C / 5°C</p> <p>-Electricidad: (V - Hz) 110V / 60H</p> <p>-Puerta (cantidad / Material): 1 / Acero con acabado en electrostática</p> <p>-Material interno: Acero Inoxidable</p> <p>-Tipo de bandeja: Cesta</p> <p>-Número de bandejas: 2 a 4 dependiendo el modelo</p> <p>-Electricidad: (V - Hz) 110V / 60H</p> <p>-Modo descongelación: Automático</p> <p>-Cerradura de puerta con llave: Sí</p>				



Cadena de frío para vacunación / Laboratorios / Farmacia

REF / Descripción	Características	Imagen del producto		
<p>Equipos Verticales Combinados. Refrigerador & Congelador</p> <p>Capacidades de R: 189 y C: 100 / R: 225, y C: 225 / R: 323 y C :196 Litros</p> <p>Refrigerador-congelador de grado de investigación científica/médico. Adecuado para la congelación de barras de hielo y el almacenamiento de varios elementos que necesitan almacenamiento refrigerado, como reactivos, etc. Adecuado para su uso en hospitales, clínicas, sistemas de salud y prevención de enfermedades, laboratorios en colegios y universidades, la industria de alimentos congelados y industria de la restauración, etc</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Rango de Temperatura: R: +2 ~+8, C: -10 a -25/-40 -Electricidad: (V - Hz) 120V / 60H -Tipo de bandeja: Acero inoxidable; ABS -Material interno: Acero Inoxidable -Alarma visual: Indicador LED -Ruedas: 4 (2 ruedas con freno) -Modo descongelación: R:Automático, C:Manual -Cerradura de puerta con llave: Sí 			
		YCD-FL289	YCD-EL450	YCD-FL519

REF / Descripción	Características	Imagen del producto	
<p>Congeladores Verticales para Uso General -20° a - 40°C</p> <p>Capacidades de 90, 270, 528 y 778 Litros</p> <p>El congelador de baja temperatura de alta calidad con un rendimiento estable. Está equipado con un sistema de refrigeración de fama internacional, que es de alta eficiencia y respetuoso con el medio ambiente. Y el condensador está diseñado perfectamente para la estabilidad de la temperatura y la confiabilidad del sistema de refrigeración. Este congelador de baja temperatura está diseñado para uso médico y de laboratorio y es ideal para el almacenamiento de materiales especiales, vacunas y productos biológicos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Rango de Temperatura: -20 a -40 °C -Electricidad: (V - Hz) 120V / 60H -Refrigerante: R290 -Modo de enfriamiento: Enfriamiento Directo -Modo de descongelación: Manual -Alarma visual : Indicador LED -Cerradura de puerta con llave: Sí -Batería de respaldo para la pantalla: Sí 		
		DW-FL90	DW-FL270
			
		DW-FL528	DW-FL778



Cadena de frío para vacunación / Laboratorios / Farmacia

REF / Descripción	Imagen del producto			
<p>Ultracongeladores de -40~-86°C</p> <p>Capacidades de 1.8, 50, 100, 398, 528, 668 y 778 Litros</p> <p>Ultracongeladores de bajo consumo, son adecuados para hospitales, sistemas de salud y prevención de enfermedades, colegios y universidades, instituciones de investigación, la industria electrónica, laboratorios en colegios y universidades, ingeniería biológica y más.</p>	 <p>DW-HL1.8</p>	 <p>DW-HL50</p>	 <p>DW-HL100</p>	 <p>DW-HL778</p>
<p>Características</p>				
<ul style="list-style-type: none"> -Rango de Temperatura: (°C) -40 a -86°C -Electricidad: (V - Hz) 110V / 60H -Modo Enfriamiento: Enfriamiento Directo -Modo descongelación: Manual -Cerradura de puerta con llave: Sí -Batería de respaldo para Pantalla: Sí -Alarma sonora: Altas/Bajas; Sensor, Puerta 	 <p>DW-HL398</p>	 <p>DW-HL528</p>	 <p>DW-HW668</p>	




Pantalla digital LED
Usuarios, registros, eventos y alarmas



Refrigerante eficiente
refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido



Tipo de alarmas
Alarmas audibles y visibles



BPL

Ciencia y tecnología para la vida



¡Escanéa este código
para ir a nuestro sitio!

Contáctanos:



mercadeo@bplmedical.com
ventas@bplmedical.com



+601 338 1028
(+57) 315 380 24 41



www.bpl.co



@BPL

“Trabajamos hombro a hombro por nuestros clientes” - BPL