


EQUIPO	Sillas para donación de sangre extramural	
MARCA	BPL	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	
		SPD-510

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Silla para donación extramural, plegable y portátil para facilitar el trabajo de transporte en campañas. Fabricadas en tubo Cold Rolled, terminado en pintura electrostática. Especial para donaciones de sangre extramurales, ofrece posición de tren de Lemberg, completamente plegable para fácil transporte, patas en caucho antideslizantes para pisos lisos, llantas para fácil traslado mientras esta plegada.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	SPD-510
Material de construcción	Estructura: tubo Cold Rolled Reata - Cordobán
Dimensiones	(La. x An. x Al.) Expandida 132 x 57 x 165 cm / Plegada 115 x 57 x 32 cm
Pintura	Electrostática
Peso de la silla	12 Kg
Peso máximo	La silla soporta hasta un máximo de 110kg de peso

ACCESORIOS

Bandeja para el soporte del brazo

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía

1 mes

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificación	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica