



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-

GC-012

Versión: 02

1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO	Cajas isotérmicas	  		
MARCA	M&G			
REGISTRO SANITARIO	2023DM-0027449			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA			
		TV 06 PP	TV 04 PP	TS 22 C / 22CTHERM

DESCRIPCION

Cajas isotérmicas para el transporte y almacenamiento de plaquetas y PRP. Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales, clínicas. Etc

DATOS TECNICOS	REFERENCIA			
	TV 02 PP	TV 04 PP	TV 06 PP	TV 06 VIP
Dimensiones caja	Externas 300 x 260 x 160 mm Internas 220 x 165 x 90 mm	Externas 445 x 320 x 290 mm Internas 395 x 245 x 190 mm	Externas 620 x 400 x 350 mm Internas 500 x 300 x 250 mm	Externas 620 x 400 x 350 mm Internas 440 x 220 x 210 mm
Dimensiones pila	165 x 88 x 21 mm	360 x 210 x 18 mm	380 x 215 x 26 mm	
Material de construcción caja	Bolsa exterior: Polietileno expandido, bolsa caja interior: polipropileno expandido, manijas: poliéster			
Material de construcción pila	HDPE			
Tiempo de almacenamiento	12 horas	17 horas		40 horas
Capacidad	3 L	18L	37.5L	23.5 L
Peso caja	0.70 Kg	1.6 Kg	2.90 Kg	6 Kg
Peso pila	220g	1.2 Kg	2.3 Kg	
Temperatura de transporte	20 a 22°C			
Tamaño estabilizador	200 ml	1000 ml	2000 ml	

ACCESORIOS

TV 02 PP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 22 C 200)+ 1 indicador de temperatura (22CTHERM)
TV 04 PP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 22 C 1000) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)
TV 06 PP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 22 C 2000)+ 1 indicador de temperatura (22CTHERM)
TV 06 VIP: 1 caja isotérmica + 2 pilas estabilizadoras (TS 22 C 2000)+ 1 indicador de temperatura (22CTHERM)

OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

CONDICIONES

Garantía	1 mes
-----------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S