


ROTOR ANGULO BASCULANTE

Marca: HANIL

Referencia: S85-4

Especificaciones técnicas




Angulo Rotor: < 90°

Max. RPM: 4000 rpm

Dimensiones (Ø x H): Ø 23 x 3.6 cm

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS FLETA 4

Cestillo	Adaptador	Capacidad Tubo	Tubo por adaptador	Dimensiones adaptador(Ø x L, cm)	Max. Altura del tubo	Max. RPM(rpm)/ Max. RCF (xg)
 B85 Radio(cm):17.26 Dimensiones cestillo (Ø x L, cm) : 3.85 x 8.85 Max. Altura: 14.92	-	85 mL Redondo	1/4	3.85 x 8.85	14.92	4000/ 3087
	TR50(85)	50 mL Redondo	1/4	2.9 x 9.5	14.42	4000 / 3001
	TR50c(85)	50 mL Cónico	1/4	2.95 x 10	14.92	4000 /3087
	TR15(85)	15 mL Redondo	1/4	1.7 x 9.4	14.32	4000 / 2984
	TR15c(85)	15 mL Cónico	1/4	1.7 x 10	14.92	4000 / 3087



ROTOR ANGULO FIJO

Marca: HANIL

Referencia: AL15-24 / AL15-12 / AL50-10

Especificaciones técnicas

COMPATIBLE CON FLETA 4


 AL15-24	Max. Capacidad: 24 X 15 mL Angulo de rotación: < 45 °C Dimensión de agujero: (∅ x L, cm): 19.7 x 5.9 Max. Altura del Tubo: 14.33 cm	15 mL Redondo/ Cónico ∅13,∅16 Tubo de sangre	TR15(15) 18 x94.5	TR3(15) TR5(15)	13.5x61 147.3 13.5x85 133.9
 AL15-12	Max. Capacidad: 12 X 15 mL Angulo de rotación: < 45 °C Dimensión de agujero: (∅ x L, cm): 16.46 x 4.28 Max. Altura del Tubo: 13.4 cm	15 mL Redondo/ Cónico ∅13,∅16 Tubo de sangre	TR15(15) 18 x94.5	TR3(15) TR5(15)	13.5x61 147.3 13.5x85 133.9
AL50-10	TR 5 (15) Max. Capacidad: 10 X 50 mL Angulo de rotación: < 45 °C Dimensión de agujero: (∅ x L, cm): 19.7 x 59.8 Max. Altura del Tubo: 12.0 cm	50 mL Redondo/ Cónico	TR50 30 x94 TR50c 31x99	- -	- -

ROTOR ANGULO BASCULANTE

Marca: HANIL



Referencia: S50-6

Especificaciones técnicas



Angulo Rotor: < 90°
Max. RPM: 4000 rpm

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS FLETA 4

Cestillo	Adaptador	Capacidad Tubo	Tubo por adaptador	Dimensiones adaptador(Ø x L, cm)	Max. Altura del tubo	Max. RPM(rpm)/ Max. RCF (xg)
 B50 Radio(cm):18.13 Dimensiones cestillo (Ø x L, cm) : 3.03 x 9.35 Max. Altura: 14.57	-	50 mL Redondo	1/6	3.0 x 9.35	14.57	4000/ 3243
	TR50c(50)	50 mL Cónico	1/6	3.0 x 9.35	14.57	4000/ 3243
	TR25(50)	25 mL Redondo	1/6	2.0 x 8.7	14.57	4000/ 3243
	TR15(50)	15(16) mL Redondo	1/6	1.7 x 8.7	14.57	4000/ 3243
 B15c-2 Radio(cm):16.58		15 mL Cónico	2/12	1.7 x 8.65	13.87	4000/2966