

Protocolo para reducción de plasma de productos de aféresis PERICELL



Referencia: 831379

Protocolo para reducción de plasma de productos de aféresis. PERICELL - Proporciona un método totalmente automatizado para separar producto celular en sus componentes en combinación con el Sepax 2 automático - Protocolo diseñado para el agotamiento de plasma de los productos de aféresis a través de un procedimiento rápido en un volumen final seleccionable de 30-600 mL.



1

Volumen final seleccionable

30-600 mL

2

Diseñado

Para el agotamiento de plasma de los productos de aféresis

