



FORMATO FICHA TÉCNICA



Código: FM-

GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

|                                |                            |   |   |
|--------------------------------|----------------------------|---|---|
| <b>PRODUCTO</b>                | Tubos para microcentrifuga |  |  |
| <b>MARCA</b>                   | Genfollower                |   |   |
| <b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b> | N/A                        |   |   |
|                                |                            | MTCTB005- MCTB015   | MCTB020   |

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Los tubos de microcentrifuga son útiles para almacenar las muestras (suspensiones y líquidos inmiscibles) que se van a aislar y separar mediante una microcentrifuga.

| DATOS TECNICOS          | REFERENCIA   |              |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
|                         | MCTB005  | MCTB015      | MCTB020      |
| Volumen                 | 0.5ml  | 1.5ml        | 2ml          |
| Dimensiones             | (Al.) 3.1 cm                                       | (Al.) 4.1 cm | (Al.) 4.2 cm |
| Diametro                | 6 mm   | 9 mm         | 8.5 mm       |
| Material de fabricación | Polipropileno                                      |              |              |
| Seguridad               | Libres de ADNasa, ARNasa, ADN humano y endotoxinas |              |              |
| Esterilizables          | En autoclave a 121 °C                              |              |              |
| Tapa                    | Tapa plana a presión a prueba de fugas             |              |              |

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

|              |  |
|--------------|--|
| Garantía     | 8 días después de la facturación                                       |
| Presentación | MCTB005 Bolsa x 1000 unidades , MCTB015 y MCTB020 Bolsa x 500 unidades |

CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA     | DESCRIPCIÓN                                | DESCRIPCIÓN |
|---------|-----------|--|-------------|
| 1       | 1/1/2021  | Creacion del documento                     | Ingeniería  |
| 2       | 1/11/2022 | Actualizacion version, logo y codificacion | Ingeniería  |

| ELABORADO POR | REVISADO POR             | APROBADO POR      |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| Ingeniería    | Especialista de producto | Dirección Técnica |
|               |                          |                   |

www.bpl.co  
 Email: ventas@bplmedical.com  
 PBX + 601 338 1028  
 Calle 36 No.14 - 61  
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
 BPL MEDICAL S.A.S