


**ROTOR ANGULO FIJO**  
**Marca: HANIL**  
**Referencia: AO-15/10-12**

## Especificaciones técnicas



COMPATIBLE CON CETRIFUGAS T04

**Angulo de rotación:** < 45°  
**Capacidad:** 12 x 10 mL / 6 x 15 mL  
**Dimensión del Rotor (Ø x L, cm):** 13.76 x 3.9

### Capacidad del Tubo

**Capacidad:** 10/15 mL  
**Dimensión del Agujero (Ø x L, cm):** 2.04 x 1.01  
**Radio (cm):** 11.6  
**Max. RPM (rpm):** 4000  
**Max. RCF (xg):** 2075