



FORMATO FICHA TÉCNICA




Código: FM-

GC-012

Versión: 02

4/11/2022

GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO	Caja isotérmicas			
MARCA	M&G			
REGISTRO SANITARIO	2023DM-0027449			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA			
		EMO 101	EMO 01P	TS 22 C / 22CTHERM

DESCRIPCION

Caja isotérmicas para el transporte y almacenamiento de plaquetas y PRP. Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales, clínicas. Etc

DATOS TECNICOS	REFERENCIA		
	EMO 101	EMO 102	EMO 103
Dimensiones caja	280 x 200 x 190 mm	330 x 260 x 190 mm	410 x 260 x 210 mm
Dimensiones contenedor	242 x 169 x 155 mm	305 x 245 x 155 mm	390 x 230 x 173 mm
Dimensiones pila	165 x 88 x 21 mm		
Material de construcción caja	Capa externa: poliéster Aislamiento: aluminio y polietileno expandido		
Material de construcción contenedor	Contenedor y tapa en policarbonato, bandeja: plexiglás, manija: poliamida, ganchos: acero inoxidable, sello: silocona, revestimiento isotérmico: polietileno expandido		
Material de construcción pila	HDPE		
Tiempo de almacenamiento	Apto para transporte de media distancia (máx. 2 horas)		
Capacidad x contenedor	5 L / 1 bolsas de 500ml	10 L / 2 bolsas de 500ml	15 L / 4 bolsas de 500ml
Peso caja	420 g	620 g	780 g
Peso contenedor	750 g	1,2 Kg	1,8 Kg
Peso pila	220 g		
Temperatura	20 a 22°C		
Tamaño estabilizador	200 ml		

ACCESORIOS

EMO 101: 1 caja isotérmica + 1 contenedor EMO 01P + 1 pila estabilizadora (TS 22C 200) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)
EMO 102: 1 caja isotérmica + 1 contenedor EMO 02 S + 2 pilas estabilizadoras (TS 22C 200) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)
EMO 103: 1 caja isotérmica + 1 contenedor EMO 03 M + 3 pilas estabilizadoras (TS 22C 200) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)

OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

CONDICIONES

Garantía	1 mes
-----------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S