



**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-IN-039

Versión: 03

INGENIERÍA

2024/05/16

PRODUCTO	Caja isotérmicas		
MARCA	M&G		
REGISTRO SANITARIO	2023DM-0027449		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA		
		EMO	TS 22 C / 22CTHERM

DESCRIPCIÓN

Caja isotérmicas para el transporte y almacenamiento de plaquetas y PRP. Apto para bancos de sangre, servicios de transfusión, hospitales, clínicas. Etc

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	EMO 03 PP	EMO 06 PP
Dimensiones	Internas 220 x 165 x 160 mm / Externas 300 x 260 x 220	Internas 500 x 300 x 250 mm / Externas 620 x 400 x 350 mm
Dimensiones pila	210 x 130 x 40 mm	380 x 215 x 26 mm
Material de construcción	Bolsa exterior: Polietileno expandido, bolsa caja interior: polipropileno expandido, manijas: poliéster	
Material de construcción pila	HDPE	
Tiempo de almacenamiento	13 horas	18 horas
Peso	0.80 Kg	2.90 Kg
Peso pila	720 g	2.3 Kg
Capacidad	2 bolsas de 500ml o 4 bolsas de 250ml	20 bolsas de 500ml o 50 bolsas de 250ml
Volumen	6L	37.5L
Temperatura	20 a 22°C	
Tamaño estabilizador (ml)	650 ml	2000 ml

ACCESORIOS

03 PP: 1 caja isotérmica + 2 estabilizadores (TS 22C 650) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)
EMO 06 PP: 1 caja isotérmica + 2 estabilizadores (TS 22C 2000) + 1 indicador de temperatura (22CTHERM)

OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

CONDICIONES

Garantía

1 mes