



FORMATO FICHA TÉCNICA



Código: FM-

GC-012

Versión: 02

1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO	Tubos cónicos	 CT15	 CTB50
MARCA	Genfollower		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A		

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Los tubos de centrifuga sirven para contener muestras y ser separadas mediante centrifugación. Permiten separar partículas sólidas de líquidos, así como plasma y glóbulos.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	CTB15	CTB50
Volumen	15ml	50ml
Material de fabricación	Polipropileno	
Dimensiones	(Al.) 12.2cm	(Al.) 11.9 cm
Diametro	15 mm	27 mm
Seguridad	Libres de ADNasa, ARNasa, ADN humano y endotoxinas <input type="checkbox"/>	
Esterilizables	En autoclave a 121 °C <input type="checkbox"/>	
Graduación	2 a 14 ml	5 a 50 ml
Máximas RPM	12.000 RPM	9.200 RPM

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía	8 días después de la facturación
Presentación	Paquete x 25 unidades

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S

