




**FORMATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO**Código: FM-IN-031
Versión: 1
Fecha: 22/03/2024**INGENIERIA**

EQUIPO	Descongeladores de plasma			
MARCA	Helmer			
ORIGEN	Estados Unidos			
REGISTRO SANITARIO	2023DM-0026354			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I			

DH2

DH4

DH8

Servicio de mantenimiento preventivo	Revisión general y limpieza del sistema eléctrico y electrónico
	Verificación de APM
	Verificación de temperatura
	Revisión del estado físico externo del equipo
	Revisión de estado panel de control y sistemas de accionamiento
	Lubricación de partes móviles del equipo
	Verificación de sistema de elevación
	Prueba de alarmas
	Limpieza integral del equipo
	Todos los mantenimientos realizados por el equipo de ingeniería de BPL, incluyen verificación con equipos Patrón certificados por ONAC .

Tiempo aproximado del servicio 45 minutos

AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS

DH2, DH4, DH8

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO

SEMESTRAL

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	22/3/2024	Creación del documento	Ingeniería
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Auxiliar de ingeniería	Coordinador de ingeniería	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ingenieria@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia
BPL MEDICAL S.A.S