



FORMATO FICHA TÉCNICA



Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTIÓN DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Baño Serológico		
MARCA	Benchmark Scientific		
ORIGEN	EEUU		
REGISTRO SANITARIO	N/A	B2000-2	B2000-4,8,12

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo utilizado en el laboratorio, compuesto por un tanque lleno de agua caliente para incubar muestras por largos periodos de tiempo; Las aplicaciones más comunes para emplear estos equipos son en calentamiento de reactivos, incubación de cultivos celulares, calentar productos inflamables, entre otros. Permite colocar gradillas para una gran variedad de tubos de ensayo.

DATOS TECNICOS	REFERENCIAS			
	B2000-2	B2000-4	B2000-8	B2000-12
Dimensiones (cm)	Exterior (An. x Pr. x Al.): 16.5 x 20.32 x 15.24 cm. / Interior (An. x Pr. x Al.): 13.97 x 15.24 x 10 cm	Exterior (An. x Pr. x Al.): 19.5 x 35.30 x 22.8 cm. / Interior (An. x Pr. x Al.): 13.46 x 23.87 x 13.97 cm	Exterior (An. x Pr. x Al.): 28.44 x 44.45 x 31.49 cm. / Interior (An. x Pr. x Al.): 24.13 x 32.51 x 14.98 cm	Exterior (An. x Pr. x Al.): 28.44 x 44.45 x 41.14 cm. / Interior (An. x Pr. x Al.): 24 x 32.5 x 20 cm
Capacidad	2L	4L	8L	12L
Temperatura de uniformidad	± 0,2°C a 37°C			
Rango de temperatura	Ambiente 5° a 100°C			
Incrementos de temperatura	1°C	0,1°C		
Precision de la temperatura	+0,2°C		+0,5°C	
Peso (Kg)	2,4Kg	6,8Kg	7,7Kg	8Kg
Alimentacion electrónica	115V/60Hz			

ACCESORIOS

Los siguientes accesorios solo aplican para la referencia B2000-4: 1 Gradilla paraa tubos de 48x1,5/2,0 ml , 1 gradilla para tubos de 41x15ml , 1 gradilla para tubos 15 x50ml

OPCIONALES

B2000-4-T5 1 gradilla para tubos de ensayo 40 x 0,5 ml (Solo aplica par modelo B2000-4), 2 gradillas para tubos de ensayo 40 x 0,5 ml (Aplica para modelo B2000-8 y B2000-12), **B2000-4-T1520** 2 gradillas para tubos de ensayo 48 x 1,5/2,0 ml (Aplica solo para modelo B2000-8 y B2000-12) , **B2000-8-T150** 1 gradilla para tubos de ensayo de 76x15 ml (Aplica solo para modelo B2000-8 y B2000-12), **B2000-8-T500** 1 gradilla para tubos de ensayo 30x 50 ml (Aplica solo para modelo B2000-8 y B2000-12)

CONDICIONES

Garantía	1 año
-----------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S