



## FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM

GC-012

Versión: 02

## GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

<b>EQUIPO</b>	Centrifuga SeroSpin	
<b>MARCA</b>	Hanil	
<b>ORIGEN</b>	Corea del Sur	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2014DM - 0011166	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	I	

## DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo ideal para grupos sanguíneos, tipificación, pruebas cruzadas y otras operaciones de lavado de células. Su diseño compacto, liviano y ergonómico garantiza comodidad durante el uso. Campo de aplicación: Bancos de Sangre, Hospitales y Clínicas.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	SEROSPIN
Pantalla	LED
Max. RCF Rotor Angulo Fijo (xg)	1.118
Max. RPM Rotor Angulo Fijo	3.400,00
Max. Capacidad Rotor Angulo Fijo	12 x 5mL(L 75 mm) tubo
Rampa de Aceleración/Desaceleración	5 / 6 pasos
Rango de Temperatura	-
Tiempo de Control	< 100 min, continuas
Dimensiones (An x Pr x Al, mm)	293 x 380 x 242
Peso	15 kg
Condiciones electricas	110V / 60Hz
Nivel del ruido	≤ 60 dB
Material de Fabricación	Carcasa: ABS + Plastico PC; Camara interna: Acero Inoxidable

## ACCESORIOS

Cable de Poder, Llave bristol en T y Manual de Usuario

## OPCIONALES

<b>Rotores de Angulo Fijo</b>	A-sero-12(A): Rotor Angulo Fijo 12 x 5 mL	A-sero-12(B): Rotor Angulo Fijo 12 x 5 mL incluye un soporte para el resorte
-------------------------------	---	--

## CONDICIONES

Garantía	2 años
----------	--------

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
BPL MEDICAL S.A.S