



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código:
FM-GC-012

Versión: 02

GESTIÓN DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Incubadora shaker reciproco	
MARCA	Jpinglobal	
ORIGEN	Colombia	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
		JPSHD--

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Los shaker de movimiento recíproco (horizontal) para laboratorio, tienen un sistema el cual mueve la plataforma, proporcionando un funcionamiento estable para los experimentos de larga duración. Aplicaciones: mezclas en microbiología, química, inmunología, bioquímica y biología molecular.

	REFERENCIAS	
	JPSHD40	JPSHD60
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Externas 42,3 x 50,3 x 22 cm	Externas 57,3 x 65,2 x 22,5 cm
Plataforma	Plataforma 40 cm x 40 cm	Plataforma 60 cm x 60 cm
Peso (Kg)	32	45
Tipo de movimiento	Reciproco – Horizontal	
Velocidad de movimiento	50 a 300 RPM	
Condiciones ambientales	Temperatura: entre 10°C hasta 35°C / Humedad relativa máxima permitida 80% Sin condensación.	
Capacidad máxima erlenmeyer	100mL - 25 unidades, 250mL - 16 unidades, 500mL - 10 unidades, 1000mL - 5 unidades, 2000mL - 4 unidades	100mL - 46 unidades, 250mL - 28 unidades, 500mL - 18 unidades, 1000mL - 9 unidades, 2000mL - 6 unidades
Pantalla	Pantalla digital LCD	
Temporizador	1 Minuto a 99 Horas 59 Min / Continuo	
Materiales de construcción	Material interno: acero inoxidable 304 Antiácidos. Material externo: CR recubierto con pintura electrostática epoxi poliéster antimicrobiano, plataforma universal en acero inoxidable.	
Alarmas	Audibles y visibles	
Alimentación electrónica	110V/60Hz	

ACCESORIOS

2 fusibles extras, manual en idioma español y certificación de fábrica bajo norma internacional

OPCIONALES

OPSH100 Clamp Matracas Erlenmeyer 100 ml, **OPSH250** Clamp Matracas Erlenmeyer 250 ml, **OPSH500** Clamp Matracas Erlenmeyer 500 ml, **OPSH1000** Clamp Matracas Erlenmeyer 1000 ml, **OPSH2000** Clamp Matracas Erlenmeyer 2000 ml, **OPSH3000** Clamp Matracas Erlenmeyer 2000 ml, **OPSH5000** Clamp Matracas Erlenmeyer 5000 ml, **OPPLRD** Plataforma con Rodillos, **OPPLEMB** Plataforma para embudo de separación, **OPSH-MPL** Microplate Clamp

CONDICIONES

Garantía 1 año

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S