

**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-

GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO	Gradilla para tubos	
MARCA	M&G	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	
		PP -- S

DESCRIPCION

Gradilla para tubos de ensayo sirve para almacenar y transportar muestras contenidas en dichos tubos. Son de gran utilidad en laboratorios. De tal manera que permita organizar, clasificar y proteger las muestras.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	PP 13 S	PP 17 S
Dimensiones	160 x 100 x 65 mm	160 x 100 x 103 mm
Peso	45 g	55 g
Capacidad	45 tubos x 13 mm	28 tubos x 16 mm
Material de construcción	Poliétileno expandido	

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES**Garantía**

8 días después de facturación

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería
2	1/1/2022	Actualización versión, logo y codificación	Ingeniería

ELABORADO POR

Ingeniería

REVISADO POR

Especialista de producto

APROBADO POR

Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S