

Pinza Stripper o Hemostáticas

Marca: MEDICORE

Referencia: HSE-508

Descripción

La pinza escurridora de sangre es ergonómica, liviana y totalmente diseñada para el máximo confort y portabilidad, la precisión de sus rodillos de nylon proporciona un corte superior suave

Especificaciones Técnicas



Características

- Rodillos de nylon proporciona un corte superior suave y limpio
- Escurridora
- Selladora
- Engastador

Accesorios

- Grapas de Sellado HSC519*

Grapas de cierre en aluminio de alta calidad están diseñadas para adaptarse a las marcas más populares de tubos proporcionando un sellado fácil y seguro.



*Grapas se venden por separado.

Requerimientos

- No requiere registro sanitario