
	FORMATO FICHA TÉCNICA			Código: FM- GC-012
	GESTION DE CALIDAD			Versión: 02 1/11/2022
EQUIPO	Centrifuga CellSpin			
MARCA	Hanil			
ORIGEN	Corea del Sur			
REGISTRO SANITARIO	2014DM - 0011166			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I			
DESCRIPCION DEL EQUIPO				
<p>Centrifuga ideal para pruebas citología, especialmente diseñado para la concentración precisa de un reducido número de células en una región específica de un portaobjetos. Se destaca por su arranque suave y ofrece tres opciones de desaceleración (lenta, normal y rápida). Campo de aplicación: Clínicas, Hospitales, Centros de Investigación en Biología Celular - Molecular y Laboratorios de Patología.</p>				
DATOS TECNICOS	REFERENCIA			
	CELLSPIN / CELLSPIN II			
Pantalla	LED			
Max. RCF Rotor Angulo Fijo (xg)	1.175,00			
Max. RPM Rotor Angulo Fijo	3.000,00			
Max. Capacidad Rotor Angulo Fijo	12 slides x 0.6 mL			
Rampa de Aceleración/Desaceleración	DEC 2 pasos (Softstop - Parada Suave)			
Rango de Temperatura	-			
Tiempo de Control	< 100 min, continuas			
Dimensiones (An x Pr x Al, mm)	318 x 436 x 260			
Peso	23kg			
Condiciones electricas	110V / 60Hz			
Nivel del ruido	≤ 60 dB			
Material de Fabricación	Carcasa: ABS + Plastico PC; Camara interna: Acero Inoxidable			
ACCESORIOS				
Cable de Poder, Llave bristol en T y Manual de Usuario				
OPCIONALES				
Rotores de Angulo Fijo	A-cyto-12: Rotor Angulo Fijo 12 x 0.6 mL	Tubo accesorio	Cytocell: 1 x 0.6 mL	Sus Holder; Filtro; Rubber Plate
CONDICIONES				
Garantía	2 años			
CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería	
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería	
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica	
<p>www.bpl.co Email: ventas@bplmedical.com PBX + 601 338 1028 Calle 36 No.14 - 61 Bogotá D.C. Colombia - Sur América BPL MEDICAL S.A.S</p>				