


<b>EQUIPO</b>	Balanza electrónica portátil para recolección de sangre	
<b>MARCA</b>	Genesis	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	N/A	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	N/A	

**CM350**

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

La balanza de recolección de sangre controla el flujo de sangre para medir el volumen de recolección en la bolsa, y el sistema de clamp de la tubería de forma automática cierra el flujo cuando el volumen de sangre recogida alcanza el volumen deseado.

<b>DATOS TECNICOS</b>	<b>REFERENCIA</b>
<b>Dimensiones</b>	(La. x An. x Al.) 162 x 60 x 120 mm
<b>Precisión de peso</b>	+/- 1 gr
<b>Capacidad</b>	100 - 600 ml
<b>Peso</b>	0.680 Kg
<b>Batería recargable</b>	7.2 V/1.8 A - Brinda hasta 50 horas de servicio continuo
<b>Alarmas</b>	Audibles y visibles
<b>Alimentación electrónica</b>	110V / 60 Hz

**ACCESORIOS**

Cargador de batería, soporte de ubicación, masa de calibración, maletín de transporte.

**OPCIONALES**

N/A

**CONDICIONES**

**Garantía**

1 año

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería
	<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

















































\_\_\_\_\_

























































































































































