


## ROTOR ANGULO FIJO

Marca: HANIL

Referencia: AE-0.2-32

### Especificaciones técnicas



**Max. Capacidad:** 32 x 0.2 mL

**Angulo de rotación:** < 45 °C

**Dimensión Rotor:** (Ø x L, cm): 17. 2 x 3.85

**Capacidad:** 0,2 mL

Sin adaptador

**Dimensión Agujero:** (Ø x L, cm): 0.65 x 1.7

**Max RPM(rpm) / RCF(xg):** 12500 / 9852

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS M15R y M15

**ROTOR ANGULO FIJO**  
**Marca: HANIL**  
**Referencia: AE-2.0-24**

**Especificaciones técnicas**



**Capacidad:**

24 x 1.5/2.0 mL

**Max RPM(rpm) / RCF(xg):** 15000 / 21853

**Angulo de rotación:** < 45 °C

**Dimensión Rotor:** (Ø x L, cm): 17.2 x 3.85

**Dimensión Agujero:** (Ø x L, cm): 1.7 x 5.38

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS M15R y M15

Capacidad Tubo	Adaptador	Agujero (Ø x L, cm)	Max. RPM(rpm)/Max. RCF (xg)
1.5/2.0 mL	-	1.1 x 3.8	15000/21206
0.5 mL	TR0.5	0.8 x 3.7	15000/19747
0.2 mL	TR0.2	0.6 x 2.1	15000/17231

---

**ROTOR ANGULO FIJO**  
**Marca: HANIL**  
**Referencia: AE-5c-10**

---

**Especificaciones técnicas**



**Capacidad:** 5 x 50 mL  
**Max RPM(rpm) / RCF(xg):** 15000 / 21853  
**Angulo de rotación:** < 45 °C  
**Dimensión Rotor:** (Ø x L, cm): 16.72 x 5.74  
**Dimensión Agujero:** (Ø x L, cm): 1.7 x 5.38

COMPATIBLE CON CETRIFUGAS M15R y M15