

**ROTOR ANGULO FIJO**

**Marca: HANIL**

**Referencia: A-sero-12**

## Especificaciones técnicas

COMPATIBLE CON  
CETRIFUGAS SeroSpin



**A**

**Capacidad: 12 x 5 mL**

**Dimensión de agujero: (ØxL,cm): 173x875**

**Radio: 865 cm**



**B**

Capacidad del Tubo

**Capacidad: 12 x 7.5 c,**

**Max. RPM (rpm): 3400**

**Max. RCF (xg): 1118**