



**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código:

FM-GC-012

Versión: 02

**GESTIÓN DE CALIDAD**

1/11/2022

<b>EQUIPO</b>	Homogenizador de mano	
<b>MARCA</b>	Benchmark Scientific	
<b>ORIGEN</b>	EEUU	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	N/A	

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Está diseñado para homogeneizar, emulsionar, suspender y disgregar rápidamente muestras biológicas. Son ideales para productos farmacéuticos, bioquímicos, alimentarios, nanomateriales, revestimientos, adhesivos, productos químicos diarios, instituciones de investigación científica, colegios y universidades, unidades médicas, etc.

DATOS TECNICOS	REFERENCIAS
	D1000
Dimensiones (cm)	(An. x Pr. x Al.) 4.5 x 5.8 x 22.5 cm
Capacidad	0,1 a 250ml
Temperatura de funcionamiento	4 a 65°C
Nivel de ruido	<70dB
Rango de velocidad	8.500 a 30.000 rpm
Motor	130W
Peso (Kg)	0.6Kg
Alimentación electrónica	115V/60Hz

**ACCESORIOS**

Incluye 1 generador de 5mm x 50mm y 7mm x 50 mm (ideal para microtubos)

**OPCIONALES**

**D1000-M10** Generador diente de sierra de 10 mm x 115 mm, para tubos de 15 ml y 50 ml, **D1000-M14** Generador de dientes de sierra de 14 mm x 130 mm, para tubos de 50 ml hasta recipientes de 250 ml, **D1000-M5** Paquete generador de repuesto 5 mm x 50 mm para microtubos (paquete x 5) , **D1000-M7** Paquete generador de repuesto diente de sierra de 7 mm x 50 mm para microtubos (paquete x 5) , **D1000-ST** Soporte de acero

**CONDICIONES**

Garantía

1 año

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

**ELABORADO POR**

Ingeniería

**REVISADO POR**

Especialista de producto

**APROBADO POR**

Dirección Técnica

www.bpl.co  
 Email: ventas@bplmedical.com  
 PBX + 601 338 1028  
 Calle 36 No.14 - 61  
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**