



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código:
FM-GC-012
Versión: 02
1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

EQUIPO	Centrifuga HematoSpin	
MARCA	Hanil	
ORIGEN	Corea del Sur	
REGISTRO SANITARIO	2014DM - 0011166	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I	

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Equipo ideal para pruebas de CBC (conteo sanguíneo completo). Diseño compacto, liviano y ergonómico para mayor comodidad, estructura única de flujo de aire para un rendimiento óptimo en tareas rutinarias. Campo de aplicación: Centros de investigación, Bancos de Sangre, Hospitales y Clínicas.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	HEMATOSPIN
Pantalla	LED
Max. RCF Rotor Angulo Fijo (xg)	15.536
Max. RPM Rotor Angulo Fijo	12.000
Max. Capacidad Rotor Angulo Fijo	24 x 0.07 mL capilares
Rampa de Aceleración/Desaceleración	5 / 6 pasos
Rango de Temperatura	-
Tiempo de Control	< 100 min, continuas
Dimensiones (An x Pr x Al, mm)	293 x 380 x 242
Peso	15 kg
Condiciones electricas	110V / 60Hz
Nivel del ruido	≤ 60 dB
Material de Fabricación	Carcasa: ABS + Plastico PC; Camara interna: Acero Inoxidable

ACCESORIOS

Cable de Poder, Llave bristol en T y Manual de Usuario

OPCIONALES

Rotores de Angulo Fijo **A-hemo-24:** Rotor Angulo Fijo 24 x 0.07 ml capilares

CONDICIONES

Garantía 2 años

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S