





FORMATO FICHA TÉCNICA

Código:
FM-GC-012
Versión: 02
1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO	Pipetas serológicas	 	
MARCA	Genfollower		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A		
		YSPS05-1	YSPS25-1-1

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Las pipetas serológicas permiten transferir líquidos, vienen con una graduación en el costado, lo que facilita la medición de cantidades precisas. Aplicación: mezclar suspensiones celulares, reactivos y productos químicos.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	YSPS05-1	YSPS25-1-1
Volumen	5ml	25ml
Dimensiones	(Al.) 35 cm	(Al.) 34.4 cm
Material de fabricación	Poliestireno	
Seguridad	Libre de RNasa, DNasa y ADN humano.	
Estérilizables	En autoclave a 121 °C	

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía	8 días después de la facturación
Presentación	1 Unidad

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creación del documento	Mercadeo
2	1/11/2022	Actualización versión, logo y codificación	Mercadeo

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Mercadeo	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
 BPL MEDICAL S.A.S