

Protocolo para concentración de TNC en UCB con HES UCB-HES



Referencia: 14200

Protocolo para concentración de TNC en UCB con HES UCB-HES - Proporciona un método totalmente automatizado para separar producto celular en sus componentes en combinación con el Sepax 2 automático - Diseñado para la concentración de la fracción de células nucleadas de sangre del cordón umbilical (UCB) - Con agente de sedimentación HES (hidroxietil almidón).



Agente

HES (hidroxietil almidón).

Diseñado

Para la concentración de la fracción de células nucleadas de la sangre de cordón umbilical (UCB)

