



FORMATO FICHA TÉCNICA



Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTIÓN DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Rotador de tubos		
MARCA	Benchmark Scientific		
ORIGEN	EEUU		
REGISTRO SANITARIO	N/A	R2020	R2024

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Proporciona una amplia gama de capacidades de mezcla, adecuada para una variedad de aplicaciones de laboratorio, incluida la resuspensión, unión de proteínas, purificación de ácidos nucleicos, histoquímica, hibridación, etc. Los mezcladores incluyen soportes de tubos intercambiables para acomodar todos los tubos comunes.

DATOS TECNICOS	REFERENCIAS	
	R2020	R2024
Dimensiones (cm)	(An. x Pr. x Al.) 41 x 13.7 x 19.9cm	
Capacidad	11 x 1,5/2,0 ml, 5 x 5-7 ml, 5 x 10-15 ml, 6 x 50 ml	1,5/2,0 ml: 44 7 ml: 5 15 ml: 20 50 ml: 6
Rango de velocidad	24 RPM	5 A 70 RPM
Modo de mezcla	N/A	Mezcla: Rotación en combinación con oscilaciones (mayor mezcla) Pausado: Girando con "paradas" intermitentes durante la rotación. Balaceo: Hacia adelante y hacia atrás con un suave movimiento
Peso (Kg)	1.4Kg	
Alimentación electrónica	115V/60Hz	

ACCESORIOS

R2020-1520 Soporte de tubo, 11 x 1,5/2,0 ml (1 paquete incluido), **R2020-0507** Portatubos, 5 x 5-7 ml (1 paquete incluido), **R2020-150** Soporte para tubos, 4 x 10-15 ml (1 paquete incluido), **R2020-500** Portatubos, 6 x 50 ml (y 24 x 0,5 ml) 1 de cada uno (incluido)

OPCIONALES

R2020-1520 Soporte de tubo, 11 x 1,5/2,0ml 1/paq. , **R2020-0507** Portatubos, 5 x 5-7 ml 2/paq. , **R2020-150** Soporte para tubos, 4 x 10-15 ml 2/paq, **R2020-500** Portatubos, 6 x 50 ml (y 24 x 0,5 ml), 1 de cada uno **R2020-PCR** Soporte para tubos, 96 x 0,2 ml, 12 x tiras PCR o una placa PCR (solo R2024) , **R2020-RP** Miniplataforma mecedora con tapete de goma, 11.43 x 7.62 cm (solo R2024)

CONDICIONES

Garantía	1 año
-----------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S