



## FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-GC-012

Versión: 02

## GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

TIPO DE EQUIPO

Pilas frías de 04 y 0,6 Ltrs

MARCA

Nilkamal

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

N/A

MODELO

BIP-4 / BIP-6

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ITEM

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Las pilas refrigerantes son esenciales para la protección de las vacunas y medicamentos ante las variaciones de temperatura y se prueban rigurosamente de acuerdo con las normas W.H.O. (las pilas se entregan vacías)

DIMENSIONES

Externas: 06 litros 190 x 121 x 35 mm / Externas: 04 litros 165 x 95 x 33 mm

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD

04 y 0.6 Litros

PESO VACÍO

04 - 76 Gms / 06 - 114 Gms

MATERIAL

HDPE ( polietileno de alta densidad)

DESEMPEÑO

Conforme a la OMS

PRESENTACIÓN

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO

PROVEEDOR Y FABRICANTE

BPL MEDICAL / NILKAMAL

## CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

1/1/2021

Creacion del documento

Mercadeo

2

1/11/2022

Actualizacion version, logo y codificacion

Mercadeo

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

COOR. DE RECURSOS HUMANOS

MERCADEO

GERENCIA

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
BPL MEDICAL S.A.S