

**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código:

FM-GC-012

Versión: 02

**GESTION DE CALIDAD**

1/11/2022

<b>EQUIPO</b>	Tiras indicadoras de irradiación	
<b>MARCA</b>	Ashland	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2016DM-0014600	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	I	

831379

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Las tiras son un indicador de irradiación sanguínea que proporciona una verificación visual positiva de la irradiación a la dosis mínima especificada. Antes de que se irradie un hemoderivado y su indicador adjunto, el indicador dice "NOT IRRADIATED". Después de irradiar el producto sanguíneo y su indicador adjunto, la palabra "NOT" se oscurece y el indicador dice "IRRADIADO".

<b>DATOS TECNICOS</b>	<b>REFERENCIA</b>
<b>Dimensiones</b>	69 mm x 23 mm
<b>Material de construcción</b>	Material activo y poliéster
<b>Radiación</b>	Rayos gamma
<b>Dosis</b>	25 Gy
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	10 hasta 25°C

**ACCESORIOS**

N/A

**OPCIONALES**

N/A

**CONDICIONES**

<b>Garantía</b>	8 días después de facturación
<b>Presentación</b>	Caja x 200 tiras

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**