

Bolsa EVA CB para congelamiento 3D Mini



Referencia: GSR0501AU

Bolsa EVA CB para congelamiento 3D Mini GSR0501AU - Temperatura de uso: hasta -196°C - Temperatura de descongelación: $+37^{\circ}\text{C}$ - Dimensiones: 6.55cm (ancho) x 8.6cm (largo) x 0.8cm (alto) Embalaje: envoltura individual Vida útil: 5 años.

Temperatura de descongelación

$+37^{\circ}\text{C}$

Temperatura de uso

Hasta -196°C

