

Clinical Centrifuge

SeroSpin

- Recomendada para pruebas de compatibilidad cruzada en bancos de sangre
- Rotor de policarbonato ligero y de diseño específico
- Rotor opcional con resorte de sujeción para tubos
- Funcionamiento fluido con apertura y cierre motorizados de la tapa
- Diseño compacto, ligero y ergonómico
- Estructura exclusiva de refrigeración por aire, ideal para cargas de trabajo intensas y rutinarias
- Superficie brillante con revestimiento especial y cámara de acero inoxidable, fáciles de limpiar





Especificaciones Técnicas

		SeroSpin*
Velocidad	RPM máx. / Ángulo fijo	3,400 rpm
RCF (xg)	RCF máx. / Ángulo fijo	1,118 xg
Capacidad máx. / Ángulo fijo		Tubo de 12 x 5 ml (longitud 75 mm)
ACC/DEC	Rampas Acel./Desac.	5 / 6 pasos
	Tiempo de acel. máx.	14 / 38 sec
	Tiempo de desacel. máx.	13 / 37 sec
Control del tiempo		<100 min, pulso, continuo
Memoria de programa		10
Nivel de ruido		< 60 dB
Umbral de desequilibrio		Si
Dimensiones (ancho x profundidad x altura, mm)		293 x 380 x 242 mm
Peso sin rotor		15 kg
Consumo de energía		200 VA
Fuente de alimentación (V/Hz)		210~240 V, 50 / 60 Hz (110 V opcional)
Cat. No.		SE

* Registrado como dispositivo médico ante el MFDS¹⁾

1) MFDS: Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (Corea)

Rotor de ángulo fijo para SeroSpin

Rotor		Capacidad del tubo	Max. RPM (rpm) Max. RCF (xg)
A-sero-12(A) 	A-sero-12(B) Incluye un soporte para el muelle. 	12 x 75 mm tubo	3,400 1,118
Tipo: Rotor de ángulo fijo Capacidad máx.: 12 x 5 ml Dimensiones (ø x Al): ø173 x 87,5 mm Radio: 86,5 mm			

* Radio: Desde el centro del rotor hasta el extremo interior del soporte de tubos.