




FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Balanza electrónica	
MARCA	Centron	
ORIGEN	Corea del Sur	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A	

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Diseñada para comprobar y equilibrar los dos pesos totales de las bolsas de sangre que se cargarán en buckets o vasos de la centrífuga

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	CB220
Pantalla	LED
Dimensiones (An x Al x Pr)	330 x 130 x 180 mm
Rango de medición	0 - 2500 g
Sensores de pesos	Células de carga
Tolerancia	±1 g
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
Condiciones electricas	110V / 60 Hz
Max Capacidad de carga (mL)	3.5 Kg

ACCESORIOS

Cable de alimentación, manual de usuario

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía 1 año

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S