

EQUIPO	Centrifuga SeroSpin	
MARCA	Hanil	
ORIGEN	Corea del Sur	
REGISTRO SANITARIO	2014DM - 0011166	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I	

DESCRIPCION DEL EQUIPO

- Recomendado para pruebas cruzadas en bancos de sangre
- Rotor de policarbonato ligero diseñado específicamente
- Rotor opcional con resorte de apriete del tubo
- Pantalla LCD gráfica fácil de leer
- Apertura y cierre motorizados de la tapa de operación suave
- Diseño compacto, liviano y ergonómico
- Estructura única de refrigeración por aire, perfecta para trabajos muy rutinarios
- Superficie brillante con revestimiento especial fácil de limpiar

DATOS TECNICOS	REFERENCIA
	SEROSPIN
Pantalla	LED
Max. RCF Rotor Angulo Fijo (xg)	1.118,00
Max. RPM Rotor Angulo Fijo	3.400,00
Max. Capacidad Rotor Angulo Fijo	12 x 5mL(L 75 mm) tubo
Rampa de Aceleración/Desaceleración	5 / 6 pasos
Rango de Temperatura	-
Tiempo de Control	< 100 min, continuas
Dimensiones (An x Pr x Al, mm)	293 x 380 x 242
Peso	15 kg
Condiciones electricas	110V / 60Hz
Decibeles	≤ 60 dB
Material de Fabricación	Carcasa: ABS + Plastico PC; Camara interna: Acero Inoxidable

ACCESORIOS

Cable de Poder, Llave bristol en T y Manual de Usuario

OPCIONALES

Rotores de Angulo Fijo	A-sero-12(A): Rotor Angulo Fijo 12 x 5 mL	A-sero-12(B): Rotor Angulo Fijo 12 x 5 mL incl un soporte de resorte	-	-

CONDICIONES

Garantía	1 año
----------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Mercadeo
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Mercadeo

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica