





**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-  
GC-012  
Versión: 02  
1/11/2022

**GESTION DE CALIDAD**

<b>EQUIPO</b>	Caja para transporte de productos biológicos		
<b>MARCA</b>	Haier Biomedical		
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA		
		<b>HZY-5B</b>	<b>HZY-8Z</b>

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Esta caja de transporte se utiliza para bancos de sangre, estaciones de recolección de sangre y transporte de productos biológicos, tales como sangre, medicamentos, muestras y reactivos.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	HZY-5B	HZY-8Z
<b>Dimensiones (AnxPxAl)</b>	Internas 220 x 118 x 126 mm / Externas 285 x 186 x 200 mm	Externas 320 x 265 x 260 mm / Internas 230 x 140 x 170 mm
<b>Capacidad (L)</b>	5 bolsas de sangre de 400ml	8 bolsas de sangre de 400ml
<b>Rango de temperatura de funcionamiento (°C)</b>	2 a 10°C	
<b>Rango de Temperatura de almacenamiento (°C)</b>	2 a 6°C	
<b>Tiempo de calentamiento</b>	2 horas (en caso de carga a temperatura ambiente de 32°C)	2 horas (en caso de carga a temperatura ambiente de 32°C)
<b>Material de construcción</b>	Carcasa y revestimiento (ABS) / Material aislante (Espuma de alta densidad)	Carcasa/revestimiento (ABS-Plataforma de aluminio) / Material aislante (Espuma de alta densidad)
<b>Tipo de refrigeración</b>	Enfriamiento pasivo	Refrigeración activa por semiconductores
<b>Cerradura Magnetica</b>	Asegura la tapa y protege los productos almacenados	
<b>Peso (Kg)</b>	1.9 Kg	3.5Kg
<b>Fuente de alimentación</b>	N/A	110 - 12 v
<b>Accesibilidad</b>	N/A	T° en tiempo real

**ACCESORIOS**

N/A

**OPCIONALES**

LA SIGUIENTE OPCION APLICA PARA TODAS LAS REFERENCIAS: Datalogger para control de temperatura y humedad

**CONDICIONES**

<b>Garantía</b>	1 año
-----------------	-------

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
 Email: ventas@bplmedical.com  
 PBX + 601 338 1028  
 Calle 36 No.14 - 61  
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**