



<b>EQUIPO</b>	Balanza mezcladora para bolsas de sangre		
<b>MARCA</b>	Centron		
<b>ORIGEN</b>	Corea del Sur		
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	N/A		
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	N/A	<b>CM735</b>	<b>CM760E</b>

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Cuentan con un sistema oscilatorio que permite mezclar la solución anticoagulante con la sangre recolectada

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	CM735A	CM760E
Pantalla	LCD	LED
Dimensiones (An x Al x Pr)	29.2 x 20.3 x 14 cm	40.0 x 20.0 x 17.6 cm
Capacidad	0 ~ 999 ml	5~1000 ml
Peso total	0 ~ 999 g	5~1000 g
Velocidad	60 RPM	15 a 45 RPM
Bateria	Backup 8 horas	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C	
Peso del equipo	3.2 Kg	3.4 Kg
Alarmas	Audibles y visibles	

**ACCESORIOS**

**CM735:** Base del mezclador de recolección, bandeja de recolección, cable de alimentación, maletín de transporte, manual de usuario  
**CM760E:** Base del mezclador, control remoto, escáner de código de barras, hoja de etiquetas de código de barras, estuche de transporte, cable de alimentación, cable coaxial, unidad manual de sellado, manual de usuario

**OPCIONALES**

N/A

**CONDICIONES**

Garantía	1 año
----------	-------

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSION	FECHA	DESCRIPCION	DESCRIPCION
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica