



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-

GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

PRODUCTO	Puntas universales sin filtro	 	 
MARCA	Genfollower		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	N/A		
		TB200-10	TB1000-10

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Puntas universales para pruebas microbiológicas o químicas, así mismo, son resistentes a altas temperaturas, prácticas, limpias, eficientes y desechables.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	TB-200-10	TB-1000-10
Volumen	200ul	1000ul
Graduación	50,100,200 ul	200,500,1000 ul
Material de fabricación	Polipropileno	
Dimensiones de la punta (Al)	(Al.) 62mm	(Al.) 87mm
Esterilizables	Autoclave (121°C) aptas para uso estéril repetido	
Seguridad	Libres de ADNasa, ARNasa, ADN humano y endotoxinas	
Compatibilidad	Se adaptan a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal	

ACCESORIOS

N/A

OPCIONALES

N/A

CONDICIONES

Garantía	8 días después de la facturación
Presentación	Bolsa x 1000 unidades

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
 BPL MEDICAL S.A.S