



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-
GC-012
Versión: 02
1/11/2022

GESTION DE CALIDAD

PRODUCTO	Cajas isotérmicas		
MARCA	M&G		
REGISTRO SANITARIO	2023DM-0027449		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA		
		TFA	TS 04C 200 / 4CTHERM

DESCRIPCION

Cajas isotérmicas para el transporte y almacenamiento de medicamentos de quimioterapia

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	TFA 04 PP	TFA 06 PP
Dimensiones caja	Internos 395x245x190 mm / Externo 445x320x290 mm	Interno 500x300x250 mm / Externo 620x400x350 mm
Dimensiones contenedores	390 x 230 x 173 mm	500 x 285 x 225 mm
Material de construcción contenedor	Contenedor, tapa y bandeja: policarbonato, manija: poliamida, ganchos: acero inoxidable, sello: silocona, almohadilla absorbente: fibra de polipropileno	
Material de construcción caja	Exterior: polietileno expandido isotérmico, interno: polipropileno expandido isotérmico, manijas: poliéster	
Tamaño del estabilizador	200 ml	1000 ml
Tiempo de almacenamiento	30 minutos	
Temperatura	2°C a 8°C	
Peso contenedor	1.5 Kg	2.6 Kg
Peso caja	1.6 Kg	2.9 Kg
Capacidad	15 L	32 L

ACCESORIOS

TFA 04PP: 1 caja isotérmica + 1 contenedor TFA 03M + 3 estabilizadores TS 04C 200 + 1 indicador de temperatura (4CTHERM)
TFA 06 PP: 1 caja isotérmica + 1 contenedor TFA 04L+ 1 estabilizador TS 04C 1000+ 1 indicador de temperatura (4CTHERM)

OPCIONALES

NFC Datalogger, Ble datalogger, USB datalogger

CONDICIONES

Garantía 1 mes

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S