



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código:
FM-GC-012

Versión: 02

GESTIÓN DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Cámara climática	
MARCA	Jpinglobal	
ORIGEN	Colombia	
REGISTRO SANITARIO	N/A	
		JPCCC

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Son cámaras especializadas para realizar pruebas en condiciones ambientales constantes, puede crear condiciones estables y homogéneas gracias a la regulación precisa de temperatura y humedad. Es empleado en pruebas de temperatura controlada, como la investigación científica, pruebas de productos electrónicos, pruebas de materiales, ensayos de resistencia y durabilidad, entre otros.

DATOS TECNICOS	REFERENCIAS		
	JPCCC108	JPCCC256	JPCCC750
Dimensiones (cm)	Externas 74 x 61,5 x 86,3 cm / Internas 56 x 40 x 48 cm	Externas 82 x 71,5 x 118,3 cm / Internas 64 x 50 x 80 cm	Externas 122 x 81,5 x 158 cm / Internas 104 x 60 x 120 cm
Capacidad	108L	256L	750L
Peso (Kg)	92	137	182
Capacidad máxima de bandejas	5	6	16
Condiciones ambientales	(Sin humedad) Ajustable de de -10 a 60°C. (Con humedad) Ajustable de 10 a 60°C. Humedad : 10 – 80%		
Tecnología	Por compresor		
Resolucion del control de temperatura	±0.1°C		
Tipo de convección	Circulación forzada por medio del ventilador incorporado dentro de la cámara		
Calentamiento y refrigeración	Por medio de camisa de aire , descongelación automática.		
Descongelación	Automática		
Rango de humedad relativa	10 – 80%		
Material	Material Interior: Acero inoxidable 304 de alta resistencia a la corrosión con sellado para evitar filtraciones de aire en la tarjeta electrónica, puerta de visualización interna en vidrio de seguridad Material externo: Acero recubierto en pintura en polvo epoxi poliéster blanca		
Sensor de temperatura	Dos (2) PT100 (clase DIN A) con sistema de medición de 4 hilos		
Pantalla	Pantalla touch a todo color 5"		
Alarmas	Audibles y visibles		
Temporizador	1 minuto hasta 99 días (trabajo en tiempo real o programación continua).		
Puerto de conexión	USB y LAN		
Estantería	Bandejas en acero inoxidable de posición variable		
Seguridad	Clave de 4 dígitos para seguridad de acceso y manipulación		
Alimentación electrónica	110V/60Hz		

ACCESORIOS

JPCCC108 incluye 2 bandejas JPCCC256 - JPCCC750 incluye 4 bandejas, manual en idioma español y certificación de fábrica bajo norma internacional

OPCIONALES

LOS SIGUIENTES OPCIONALES APLICA PARA TODAS LAS REFERENCIAS: 108 -160 256 Vidrio externo para visualización sin apertura de puerta, 108 -160 256 Vidrio externo para visualización con apertura de puerta

CONDICIONES

Garantía	1 año
-----------------	-------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualización version, logo y codificación	Ingeniería
	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
	Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S