

FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001



ISO 14001



ISO 13485




ISO 45001



Características



Fabricamos los tubos de centrifuga con polipropileno (PP) virgen, un material con una resistencia química excepcional.



Resisten altas velocidades de centrifugación, soportando hasta 12.000 x g, tanto en tubos de 15 mL como de 50 mL.

Son autoclavables y soportan temperaturas de hasta 121 °C.

121 °C



Autoclavable

Gracias a la graduación en blanco y a su amplia zona lisa, se puede escribir fácilmente en estos tubos de centrifuga.



Para evitar confusiones, los tapones de los tubos están disponibles en distintos colores.



Materia prima

El tubo se fabrica con polipropileno (PP) virgen, utilizando moldes pulidos con acabado tipo diamante.

¡Abiertos a nuevas ideas!



Aplicación

Los científicos suelen usar tubos de centrifuga para separar sólidos, líquidos y gases según su densidad. Es posible separar partículas sólidas de líquidos como el plasma y las células sanguíneas. Para ello, se hacen girar a gran velocidad los viales de centrifuga que contienen la muestra. Así, la fuerza centrífuga empuja los materiales más pesados hacia el fondo de los tubos.



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO9001



ISO14001



ISO13485



ISO45001




Gama de productos

Capacidad	Descripción	Embalaje
15 mL	Tubos de centrifuga de 15 mL, cónicos, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa y con soporte de espuma
25 mL	Tubos de centrifuga de 25 mL, cónicos, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa y con soporte de espuma
25 mL, base redondeada	Tubos de centrifuga de 25 mL, autoportantes, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa
50 mL	Tubos de centrifuga de 50 mL, cónicos, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa y con soporte de espuma
50 mL, base redondeada	Tubos de centrifuga de 50 mL, autoestables, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa
50 mL, base octogonal	Tubos de centrifuga de 50 mL, autoestables, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa




Color



Tubo: Transparente/Ámbar



Tapa: Amarillo/Azul *(otros colores disponibles si los necesitas)*



Contenido de impresión □ Blanco

SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001

ISO 14001




ISO 13485

ISO 45001



Dibujo técnico - 15 mL



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001

ISO 14001




ISO 13485

ISO 45001



Plano técnico - 25 mL



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®




FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



Dibujo técnico - 25 mL, faldón redondo



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001

ISO 14001




ISO 13485

ISO 45001



Dibujo técnico - 50 mL



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001

ISO 14001




ISO 13485

ISO 45001



Dibujo técnico - 50 mL, falda redonda



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001

ISO 14001




ISO 13485

ISO 45001



Dibujo técnico - 50 mL, base octogonal



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001



ISO 14001




ISO 13485



ISO 45001



Características



Rango de temperatura de funcionamiento:

De -80 °C a 121 °C.

Graduaciones de volumen integradas en el molde, con marcas nítidas para una lectura sencilla.

Esterilidad garantizada, libre de contaminantes de DNasa, RNasa y pirógenos



Diseño de tubo cónico de alta transparencia para ver con claridad las muestras o los pellets.



Diseño con tapón de rosca para abrir y cerrar con mayor facilidad.



Materia prima

El cuerpo del tubo está fabricado en polipropileno (PP) transparente, conforme a los requisitos USP Clase VI, e incorpora un tapón de polietileno (PE).



Aplicación

Los tubos cónicos de centrifuga de gran volumen son idóneos para separar y recuperar células en grandes volúmenes, sobrenadantes, bacterias, levaduras y muestras de tejido. Se utilizan ampliamente para la recogida, mediante centrifugación, de precipitados procedentes de reacciones químicas, así como de biomoléculas y sustancias inorgánicas y orgánicas, cumpliendo los requisitos del análisis biológico en investigación en ciencias de la vida y en los flujos de trabajo de laboratorios clínicos.

¡Abiertos a nuevas ideas!



*Hamilton® MicroLab® VANTAGE Liquid Handling System®, STAR™ y NIMBUS® son marcas registradas de Hamilton Company.

SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001



ISO 14001



ISO 13485



ISO 45001




Gama de productos

Ref. cat.	Descripción	Embalaje
CTB250OR	Tubos de centrífuga de 250 mL, fondo cónico, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa
CTB500OR	Tubos de centrífuga de 500 mL, fondo cónico, estériles, libres de DNasa y RNasa	En bolsa



Dibujo técnico - CTB250OR



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®



FICHA TÉCNICA

Tubos de Centrífuga



ISO 9001

ISO 14001




ISO 13485

ISO 45001



Plano técnico - CTB500OR



SHAOXING GENFOLLOWER BIOTECH CO.,LTD.

Dirección: Parque industrial del Este, calle Baiguan, distrito de Shangyu, ciudad de Shaoxing, provincia de Zhejiang, China

Email: GenFollower@Genfollower.com

Web: www.GenFollower.com

Fax: +86-575-82032762 Tel: +86-575-82936953

GenFollower®

