



FORMATO FICHA TÉCNICA



Código:

FM-GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO	Microcentrifugas		
MARCA	Hanil		
ORIGEN	Corea del Sur		
REGISTRO SANITARIO	2014DM - 0011166		
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	I	M15	M15R

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Microcentrifugas ideales para ejecutar protocolos de microvolúmenes, que abarcan desde la preparación de ácidos nucleicos y lisados de proteínas hasta la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), todo ello en un diseño pequeño y compacto. Perfectas para Hospitales, Clínicas, Laboratorios de biología molecular, Laboratorios de diagnóstico clínico, Laboratorios de investigación biomédica, Universidades, Industrias farmacéuticas, Industria de alimentos para análisis de calidad y Centros de investigación.

DATOS TECNICOS	REFERENCIA	
	M15	M15R
Pantalla	LED	
Max. RCF Rotor Angulo Fijo (xg)	21.583	
Max. RPM Rotor Angulo Fijo	15.000	
Max. Capacidad Rotor Angulo Fijo	10 x 5.0 ml; 24 x 1.5 / 2.0 mL; 4 PCR strips	
Rampa de Aceleración/Desaceleración	9/10 pasos	
Rango de Temperatura	-	-10°C a 40°C
Tiempo de Control	< 100 hr, pulse, continuas	
Dimensiones (An x Pr x Al, mm)	293 x 380 x 242	285 x 593 x 281
Peso	15 kg	33 kg
Condiciones electricas	110V / 60Hz	
Nivel del ruido	≤ 60 dB	
Material de Fabricación	Carcasa: ABS + Plastico PC; Camara interna: Acero Inoxidable	

ACCESORIOS

Cable de Poder, Llave bristol en T y Manual de Usuario

OPCIONALES

Rotores de Angulo Fijo	AEB-0.2-32: Rotor Angulo Fijo 32 x 0.2 mL	AEB-2.0-24: Rotor Angulo Fijo 24 x 2.0 mL	AE-5.0c-10: Rotor Angulo Fijo 10 x 5.0 mL conico	-
-------------------------------	--	--	---	---

CONDICIONES

Garantía	2 años
-----------------	--------

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creacion del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co
 Email: ventas@bplmedical.com
 PBX + 601 338 1028
 Calle 36 No.14 - 61
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S