



FORMATO FICHA TÉCNICA

Código: FM-

GC-012

Versión: 02

GESTION DE CALIDAD

1/11/2022

EQUIPO

Termos y cajas para transporte de vacunas

MARCA

Nilkamal

REGISTRO SANITARIO

N/A

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

N/A



BDVC-46

RCB

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Termos y cajas frías que se caracterizan por su robustez y durabilidad para transporte y almacenamiento de vacunas. Son esenciales para la protección de las vacunas ante las variaciones de temperatura.

DATOS TECNICOS

REFERENCIA

BDVC-46

RCB 244 SS

RCB 444L

Dimensiones termo y cajas

(La. x An. x Al.) Externas: 29.5x 29.5x 33.5 cm / Internas: 20.2 x 20.2 x 19.4 cm

(La. x An. x Al.) Externas: 49.3 x 45.5 x 39.7cm / Internas: 36.2 x 29.4 x 25.4 cm

(La. x An. x Al.) Externas: 77.4 x 61.6 x 53 cm / Internas: 52.8 x 38.2 x 28.2 cm

Dimensiones de pilas refrigerantes

(La. x An. x Al.) 3.3 x 9.5 x 16.5 cm

(La. x An. x Al.) 3.5 x 12.1 x 19 cm

Capacidad pilas

0.4L

0.6L

Capacidad termos y cajas

3.36L

10.7L

23L

Peso

Vacía 2.51 Kg / Cargado 51.17 Kg

Vacía 8.18 Kg / Pesada 18,14 Kg

Vacía 17 Kg / Pesada 38 Kg

Material de construcción

Polietileno

Temperatura de almacenamiento

2°C a 8°C

Vida en frío a +43°C sin abrir

49 horas y 39 min

73 horas y 8 min

130 horas

ACCESORIOS

BDVC-46 4 pilas refrigerantes de 0.4L (sin gel eutéctico) **RCB 244 SS** 24 pilas refrigerantes (sin gel eutéctico) , **RCB 444L** 44 pilas refrigerantes (sin gel eutéctico). Cuentan con certificado PQS

OPCIONALES

Gel eutéctico

CONDICIONES

Garantía

1 mes

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

1/1/2021

Creacion del documento

Ingeniería

2

1/11/2022

Actualizacion version, logo y codificacion

Ingeniería

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Ingeniería

Especialista de producto

Dirección Técnica

www.bpl.co
Email: ventas@bplmedical.com
PBX + 601 338 1028
Calle 36 No.14 - 61
Bogotá D.C. Colombia - Sur América
BPL MEDICAL S.A.S

