



**FORMATO FICHA TÉCNICA**

Código: FM-GC-012

Versión: 02

**GESTION DE CALIDAD**

1/11/2022

<b>EQUIPO</b>	Agitador de plaquetas	
<b>MARCA</b>	Helmer	
<b>ORIGEN</b>	Estados Unidos	
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2020DM-0022156	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	IIA	
		<p style="text-align: center;"><b>PF15-PRO</b>                      <b>PF48-PRO</b>                      <b>PF96-PRO</b></p>

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Los agitadores de plaquetas están diseñados para usarse dentro de una incubadora de plaquetas o independientes. El sistema AgiTrak™ sincroniza la velocidad del agitador dentro del centro de información i.C3® de la incubadora Pro para proporcionar datos de monitoreo continuo del rendimiento de la agitación. La alarma de movimiento con retraso y volumen ajustables garantiza que las plaquetas permanezcan en movimiento continuo

DATOS TECNICOS	REFERENCIA		
	PF15-PRO	PF48-PRO	PF96-PRO
Capacidad (bolsas)	15 Bolsas aleatorias -7 bolsas de aféresis	48 bolsas alatorias -16 bolsas de aféresis	96 bolsas aleatorias -32 bolsas de aféresis
Compatibilidad con Incubador	PC100-PRO	PC900-PRO	PC1200-PRO
Temperatura ambiente	5°C hasta 35°C		
Velocidad de agitación	72 ciclos/min (CPM)		
Material	Acero galvanizado recocido con recubrimiento en polvo resistente a las bacterias		
Puertos de comunicación	Contactos de alarma remota, RS485 a incubador pro		
Alimentación electrónica	110V-60HZ / Batería recargable 9V		
Número de bandejas	6 ventilados	7 ventilados	
Decibeles (dB)	42.2	49.6	15/05/2023
Dimensiones exteriores (An x Al x Pr)	407 x 343 x 232 mm	453 x 379 x 379 mm	834 x 379 x 379 mm
Dimensiones Bandejas (An x Pr)	333 x 206 mm	381 x 353 mm	762 x 353 mm
Alarma	Audibles / Visibles		
Distancia entre bandejas	Incrementos de 0,7 pulgadas		
Peso (Kg)	15	23	37

**CERTIFICACIÓN**

UL y CSA

**ACCESORIOS**

Cajones ventilados y porta etiquetas de cajones

**OPCIONALES**

Kit de divisores y protectores laterales, kit de protección del marco del estante, alarma remotas

**CONDICIONES**

Garantía 1 año

**CONTROL DE CAMBIOS**

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
1	1/1/2021	Creación del documento	Ingeniería
2	1/11/2022	Actualización versión, logo y codificación	Ingeniería

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ingeniería	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
 Email: ventas@bplmedical.com  
 PBX + 601 338 1028  
 Calle 36 No.14 - 61  
 Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**