

**FORMATO FICHA TÉCNICA**


Código:

FM-GC-012

Versión: 02

**GESTION DE CALIDAD**

1/11/2022

<b>PRODUCTO</b>	Caja para cryovial	
<b>MARCA</b>	Genfollower	
<b>CLASIFICACIÓN DE RIESGO</b>	N/A	
		<b>CSR100</b>

**DESCRIPCION DEL EQUIPO**

Las cajas de almacenamiento criogénico permiten temperatura ultrabaja que puede usar para contener viales o tubos criogénicos. Cuenta con 100 celdas para el almacenamiento, con tapa transparente y tienen índices impresos para fines de identificación de muestras.

<b>DATOS TECNICOS</b>	<b>REFERENCIA</b>
	<b>CSR100</b>
<b>Volumen</b>	1.5 - 2 ml
<b>Material de fabricación</b>	Policarbonato
<b>Dimensiones</b>	(La x An. x Al.) 13.1 x 13.1 x 5.2 cm
<b>Esterilizables</b>	En autoclave a 121 °C
<b>Rango de temperatura</b>	Min 121°C Máx -196°C
<b>Seguridad</b>	Libres de ADNasa, ARNasa, ADN humano y endotoxinas

**ACCESORIOS**

N/A

**OPCIONALES**

N/A

**CONDICIONES**

<b>Garantía</b>	8 días después de la facturación
<b>Presentación</b>	1 Unidad

**CONTROL DE CAMBIOS**

<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
1	1/1/2021	Creacion del documento	Mercadeo
2	1/11/2022	Actualizacion version, logo y codificacion	Mercadeo

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Mercadeo	Especialista de producto	Dirección Técnica

www.bpl.co  
Email: ventas@bplmedical.com  
PBX + 601 338 1028  
Calle 36 No.14 - 61  
Bogotá D.C. Colombia - Sur América  
**BPL MEDICAL S.A.S**